

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4  m e d i c TM

boso Carat professional

Das perfekte Gerät für den Arztschreibtisch.

The perfect instrument for the doctors' desk.

Das Blutdruckmessgerät boso Carat professional ist speziell für die Arztpraxis entwickelt worden. Dank des großen Displays und des klaren Designs unterstreicht dieses oszillometrische Messgerät die Kompetenz des Arztes in der Blutdruckmessung. Das Gerät verfügt über eine intelligente Aufpumpautomatik, die ein schnelles und exaktes Aufpumpen bis zum individuell erforderlichen Druckwert des Patienten ermöglicht – sehr sanft und ohne Nachpumpen. Das Gerät wird inklusive 3 Oberarmmanschetten für Armumfänge 16 – 48 cm sowie einem Netzgerät für den batterielosen Betrieb geliefert.

The boso Carat professional has been developed especially for the needs in doctor's surgery. The large display and the special design of this blood pressure instrument underline the competence of the professional blood pressure measurement. The intelligent pump technology ensures quick and exact inflation of the cuff to the individual pressure – very gentle and without repumping. The unit is delivered with 3 upper-arm cuffs for arm circumferences from 16 – 48 cm as well as a mains adapter for use without batteries.



boso Carat professional

- Elegantes, standfestes Tischgerät mit praktischer Manschettenablage.
- Oszillometrische Messmethode.
- Intelligente Aufpumpautomatik ermöglicht das Aufpumpen schnell und exakt bis zum erforderlichen Druckwert – ohne Nachpumpen.
- Einfache Handhabung durch sichere Einknopf-Bedienung.
- Arrhythmie-Erkennung – zeigt Herzrhythmusstörungen an.
- Großes Display mit 3-Werte-Anzeige.
- Speicher für die letzte Messung.
- Inklusive 3 Manschetten für Oberarmumfänge 16 – 48 cm.
- Inklusive Netzgerät und Batterien.

boso Carat professional

- Elegant blood pressure instrument with convenient cuff compartment.
- Oscillometric measurement technology.
- Intelligent inflation for quick and exact inflation of the cuff to the right pressure – without repumping.
- Simple one-button operation for functional usage.
- Irregular heartbeat indication detects unusual variations of the pulse.
- Large 3-value display for optimal readability.
- The latest measurement is automatically retained in the memory.
- Including 3 cuffs for arm circumferences 16 – 48 cm.
- Including mains adapter and batteries.

boso Carat professional PC

Wie boso Carat professional | zusätzlich mit GDT-Schnittstelle für die Praxis-EDV

Same features as boso Carat professional | with interface for IT software

boso Carat professional E

Basismodell | wie boso Carat professional, jedoch nur mit Standard-Manschette (22 – 32 cm), ohne Netzgerät

Basic model | same as boso Carat professional, but only with standard cuff for upper-arm circumferences (22 – 32 cm), without mains adapter

Premium-Qualität