

# PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei  
und herstellerunabhängig von uns beraten:



**09681 796910**



**ANFRAGE@4MEDIC.DE**



**Ihr Kontakt zu uns**

**09681 796910**

info@4medic.de | www.4medic.de  
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4 } m e d i c <sup>TM</sup>




# CARDIOVIT AT-2 plus

## ZWEI GERÄTE IN EINEM!

EKG und Spirometrie in einem Gerät:

Noch bis vor Kurzem wurde die Wichtigkeit der Spirometrie für die frühzeitige Diagnose von chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen und von gewissen Herzerkrankungen massiv unterschätzt. Die steigende Zahl der Patienten, die an Einschränkungen der Lungenfunktion leiden, zeigt jedoch deutlich, wie wichtig eine regelmässige Untersuchung der Funktion der Lungen ist.

SCHILLER hat als erster Hersteller die beiden am häufigsten verwendeten Lungenfunktions- und Herztests in einem Gerät vereint – dem CARDIOVIT AT-2 plus mit EKG und Spirometrie in einem.



# SCHILLER

The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT AT-2 plus

## ZWEI GERÄTE IN EINEM!

### Einfache Handhabung – doppelter Nutzen:



- Zwei Tests in einem Gerät machen sich doppelt bezahlt
- Die beiden Funktionen werden vom selben Gerät aus gesteuert
- Durch sein geringes Gewicht und die handliche Grösse ist der CARDIOVIT AT-2 plus einfach zu transportieren
- Das Gerät zeichnet sich durch seine absolute Zuverlässigkeit aus
- Der integrierte Hochgeschwindigkeitsdrucker liefert Ihnen Berichte im A4-Format in unerreichter Qualität und ablagefertig
- In weniger als 20 Sekunden erhalten Sie Ausdrücke inklusive Diagnose und Messwerte
- Integrierter Akku
- Vergrösserte Ausdrücke und eine unlimitierte Anzahl Kopien
- Die alphanumerische, wasserfeste Tastatur mit Funktionstasten ermöglicht die einfache und rasche Eingabe von Patientendaten
- Datenspeicherung von mehr als 60 Aufnahmen möglich (Option)
- Daten können auf den PC übertragen werden



### Weltweit anerkannte EKG-Technologie:


- 6-Kanal Echtzeit-Ausdruck bei 5, 25 oder 50 mm/s
- Automatischer 6-/12-Kanal-Ausdruck auf einer oder zwei Seiten
- Schnelles und zuverlässiges computergestütztes Interpretations- und Vermessungsprogramm für Erwachsenen- und Kinder-EKGs
- Keine Wiederholungen der EKGs mehr nötig, da die Qualität der Kurven durch die SCHILLER Glättungs- und Basislinienfilter optimiert wird
- Dank der einfachen Kontrolle aller 12-Ableitungen auf dem integrierten 3-Kanal-Bildschirm sparen Sie Zeit und Papier





### Höchste Spirometrie-Standards:

- Mit dem einzigartigen Einweg-Mundstück des SP-250 Sensors wird die Gefahr einer Kreuzkontamination ausgeschlossen
- Kleiner und leichter Sensor
- Einfache und schnelle Kalibrierung
- Inspiratorische und expiratorische Lungenfunktionstests: FVC, SVC, MV, MVV sowie Prä- / Postmedikationstests
- Sollwert-Tabellen sind gespeichert und können je nach Bedarf ausgewählt werden
- Visuelle Unterstützung dank der Echtzeit-Grafik und der Darstellung der Messwerte auf dem Bildschirm







**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 709 90  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
**Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.**  
100015 Beijing, China  
Phone +86-010-52007020  
diamond@schillermedical.com  
www.schiller.cn



**France**  
**SCHILLER Médical S.A.S.**  
F-67162 Wissembourg/Cedex  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 94 12 82  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
F-77600 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
infoschiller@schiller-france.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81-0  
Fax +49 89 62 99 81-54  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Hungary**  
**SCHILLER Diamed Ltd.**  
H-1141 Budapest  
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491  
Fax +36 (1) 383-4778  
sales@schiller.at  
www.schiller-hungary.hu



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
Mumbai - 400 001, India  
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Japan**  
**SCHILLER Japan, Ltd.**  
Hiroshima 734-8551  
Phone +81 82 250 2055  
Fax +81 82 253 1713  
koji.maekawa@schiller.jp  
www.schiller.jp



**Croatia**  
**Schiller medicinski instrumenti d.o.o.**  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.ch



**Latin America**  
**SCHILLER Latin America, Inc.**  
Doral, Florida 33172  
Phone +1 954 673 0358  
Fax +1 786 845 06 02  
info@schillerla.ch  
www.schillerla.ch



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 8432089  
Fax +48 22 8432089  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
**SCHILLER AG Rep. office**  
125124 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller-ag.com  
www.schiller-cis.com



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
E-28230-Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
**SCHILLER-Reomed AG**  
CH-8953 Dietikon  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKİYE**  
Okmeydani-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
sales@schiller-turkiye.com  
www.schiller-turkiye.com



**USA**  
**SCHILLER America Inc.**  
Doral, Florida 33172  
Phone +1 786 845 0620  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramerica.com  
www.schilleramerica.com



# SCHILLER

The Art of Diagnostics

