

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4 } m e d i c TM



CARDIOVIT CS-200 Office

Drahtlose EKG-Aufzeichnung



CARDIOVIT CS-200 OFFICE

Das CARDIOVIT CS-200 Office bietet modernste diagnostische Möglichkeiten für die drahtlose Aufzeichnung von 12-Kanal-Ruhe- sowie Belastungs-EKGs. Sie haben die Wahl: Ob zur Installation auf einem Laptop oder als Paket integriert in einem medizinische Computer, das Programm ist die perfekte Wahl für Allgemeinärzte, Kliniken und Krankenhäuser.



MS-12 BLUE



**WECHSELN SIE MITTELS KNOPFDRECK
ZWISCHEN ZWEI INDIVIDUELL
ANPASSBAREN ANSICHTEN**

EKG-AUFZEICHNUNG MIT MAXIMALER FREIHEIT

Mit der Einführung des MS-12 blue bietet SCHILLER eine neue Lösung an, welche die EKG-Aufzeichnung ausserordentlich vereinfacht.

- ❖ Bewegungsfreiheit in allen Umgebungen ohne sich über die Kabellänge Gedanken machen zu müssen.
- ❖ Mit einem Gewicht von nur 115 g und handlicher Grösse können Sie den MS-12 blue während der EKG-Aufzeichnung auf dem Bett oder auf dem Körper des Patienten positionieren.
- ❖ Bewegungsartefakte sind dank der drahtlosen Übertragung und dem leichten Patientenkabel stark reduziert.
- ❖ Eine Batterieladung garantiert den kontinuierlichen Betrieb für mehr als 36 Stunden und im Energiesparmodus sogar für mehr als eine Woche.

HOCHENTWICKELTE KLINISCHE WERKZEUGE

Das CS-200 Office kann mit Hochleistungs-Softwarefunktionen ergänzt werden:

- ❖ ETM-Interpretation
- ❖ ETM Sport
- ❖ 12-Kanal-Belastungs-EKG
- ❖ 3D-Vektor-EKG
- ❖ Arrhythmie-Erkennung und -Klassifizierung
- ❖ Risikofaktoren

BENUTZERDEFINIERTER ARBEITSABLAUFE (MIT AUSSCHRIEBEN ODER PAPIERLOS)

Das CARDIOVIT CS-200 Office befriedigt die Bedürfnisse aller Anwender dank seiner individuell anpassbaren Benutzeroberfläche, Stufen- und Berichtsausdrucken auf einen Laserdrucker sowie die nahtlose Anbindung an EPA, PACS, KIS oder das SCHILLER SEMA Datenverwaltungssystem.

LÖSUNG FÜR ALLE UMGEBUNGEN

Das CS-200 Office kann ganz einfach auf Ihrem Laptop oder PC installiert werden; alternativ kann es als betriebsfertiges System mit einem robusten Gerätewagen und einem 21,5"-Panel-PC mit Touchscreen und vorinstallierter Software bestellt werden (siehe Abbildung).

Hinweis:

Das CARDIOVIT CS-200 Office ist auch mit dem MS-12 USB verfügbar (USB-Anschluss).

Hochauflösender und einfach zu reinigender 21,5"-Touchscreen.

Intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche, perfekt für Touchscreen.

In der Höhe verstellbarer Griff.

Halterung für PC-Netzteil und Kabel.

Transparentes Aufbewahrungs- und Transportbehältnis für medizinisches Zubehör.

Benutzerdefinierte Anzeigen und Arbeitsabläufe.

MS-12 blue: Kleines aber leistungsfähiges drahtloses EKG-Aufzeichnungsmodul mit Anzeige der Signalqualität und Überprüfung der EKG-Kurven.

Leichtlaufrollen für ruhiges und einfaches Manövrieren.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

