

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4  m e d i c TM



CARDIOVIT CS-104

Das PC-EKG-System der digitalen Zukunft



PC-EKG Ein System – drei Rekorder zur Wahl

Sie haben die Wahl:

- Tablet
- USB
- Bluetooth



Spirometrie – ultraschallbasierend SpiroScout SP plus

- ⋄ Modernste Ultraschalltechnologie
- ⋄ Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- ⋄ Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- ⋄ Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- ⋄ Wartungsfrei
- ⋄ Keine Reinigung nötig



CARDIOVIT FT-1 EKG-Tablet mit USB-Streamer



- ⋄ **Mobil und autark**
Auch ohne PC einsetzbar
- ⋄ **Easytouch**
Supersimple Bedienung
- ⋄ **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- ⋄ **Federleicht**
Gewicht: nur 1,1 kg
- ⋄ **Komfortabel**
8 Zoll EKG-Display

MS-12 USB PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis

- ⋄ **EKG-Streaming über USB**
- ⋄ **Klein und handlich**
- ⋄ **Federleicht**
Gewicht: nur 140 Gramm
- ⋄ **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- ⋄ **Anschlussadapter für Sauganlage**

MS-12 blue PC-EKG-Rekorder auf Bluetooth-Basis

- ⋄ **EKG-Streaming über Bluetooth**
- ⋄ **Klein und handlich**
- ⋄ **Federleicht**
Gewicht: nur 118 Gramm
- ⋄ **Modernste Technik**
EKG-Abtastrate: 32 000 Hz
- ⋄ **Praktisch**
Integriertes EKG-Display
- ⋄ **Leistungsstark**
36 Stunden Dauerbetrieb



ScoutTube – das hygienische Mundstück

- ⋄ Kreuzkontamination sicher vermeiden
- ⋄ Höchster Bedienkomfort
- ⋄ Konische Form, die für alle Patienten passt (auch für Kinder)

ScoutTube



Einzelverpackt für höchste Hygiene



Ergometrie CS-104 SYSTEM OFFICE

23,8 Zoll Display
modern & komfortabel



CS-104 SYSTEM OFFICE

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, MS-12 USB, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, **mit Sana Bike 500**

MS-12 USB
PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis



X4 Wagen
durchdachter Systemwagen

Ergometrie CS-104 SYSTEM OFFICE plus

Sauganlage DT-80 T
für saubere EKG-Ableitungen



Blutdruck
optional



SpiroScout SP plus
Spirometrie optional



Sana Bike 500
flüsterleises Ergometer

CS-104 SYSTEM OFFICE plus

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Kommunikationslizenz, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, Halterung für FT-1, CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, **mit Sana Bike 500**

CARDIOVIT FT-1
autarker PC-EKG-Rekorder



Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL

23,8 Zoll Display
modern & komfortabel



CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, MS-12 USB, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, **mit Sana Bike 1000**

MS-12 USB
PC-EKG-Rekorder auf USB-Basis



X4 Wagen
durchdachter Systemwagen



Ergometrie CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus

Sauganlage DT-80 T
für saubere EKG-Ableitungen



Blutdruck
optional



SpiroScout SP plus
Spirometrie optional



Sana Bike 1000
stufenlos verstellbare Lenkerhöhe

CS-104 SYSTEM PROFESSIONAL plus

CS-104 Software, ExecExpert, Befundtextvorlagen, Worklist, Kommunikationslizenz, Dell PC Mini, Flachbildschirm 23,8", Tastatur & Maus, Trolley X4, Trenntrafo, Ablageboden, Halterung für FT-1, CARDIOVIT FT-1, USB-Kabel, EKG-Papier, Adapterkabel für Sauganlage, Sauganlage DT-80 T, Montagesatz, Steuerkabel, SEMA3 Office System, **mit Sana Bike 1000**

CARDIOVIT FT-1
autarker PC-EKG-Rekorder



SCHILLER MEDIZINTECHNIK – IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de



www.defi.de



SCHILLER FRED easyport plus FIRST

- Farmbildschirm mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Automatische Selbsttests
- Metronomfunktion
- Intuitiver Kindermodus
- HLW-Feedback in Echtzeit (optional)
- Datenübertragung via GSM, Bluetooth oder USB



FRED easyport plus FIRST

inkl. Zubehör:
1x Defi-Elektroden RFID vorkonnektiert;
2x Lithium-Metall-Batterien;
1x Geräteschutz-/Zubehörtasche

