

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4  m e d i c TM

MAICO Audiometer MA 25

Schnelle Hörtests - mobil, flexibel und unabhängig

Schlankes und kompaktes Design

Das superleichte MA 25 wiegt nur 980 Gramm. Klein genug, um es in der Hand zu halten! In der Tragetasche verstaut, ist das MA 25 eines unserer kleinsten und leichtesten tragbaren Geräte.

Präzise und zuverlässige Technik

Da das MA 25 ein tragbares Gerät ist, ist es robust und zuverlässig konstruiert. Nehmen Sie das MA 25 guten Gewissens überall hin mit. Mit den ergonomischen Knöpfen können die Frequenzen und Hörpegel leicht und bequem angepasst werden!

Umfassende Testoptionen

Das MA 25 bietet eine umfassende Palette an Tests. Der Frequenzbereich reicht von 125 Hz bis 8000 Hz und die Signalintensität von -10 dB HL bis 100 dB HL. Dauerton, Puls- ton, Wobbelton und pulsierender Wobbelton runden den Funktionsumfang ab.

Kompatibel zu Sessions: Bereit für schnellen Datentransfer!

Nutzen Sie das MA 25e mit unserer intuitiven Datentransferlösung Sessions, für eine einfache Verwaltung und Visualisierung Ihrer Audiogramme.

MA 25 auf einen Blick

- Luftleitung mit 11 Frequenzen von 125 bis 8000 Hz
- Passen Sie die Frequenzen an Ihre Bedürfnisse an
- Kann mit 3 Standard-AA-Batterien oder umweltfreundlich mit einem für den medizinischen Bereich zugelassenen externen Netzteil (optional) betrieben werden
- Sinus-, Puls- und Wobbelton
- Außergewöhnlich leicht, nur 980 g Gewicht
- Das MA 25e erweitert die Funktionalität des MA 25
- Optionale MAICO Sessions PC-Software, zur einfachen Datenverwaltung mit der OtoAccess® oder Noah Patientendatenbank



Technische Daten

MA 25 SCREENING AUDIOMETER

Testsignale	Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierenden Wobbelton
Testfrequenzen in Hz	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
Pegelstufen	5 dB oder 1 dB
Pegelbereich mit Kopfhörer DD45	-10 dB HV – 100 dB HV 70 dB HV bei 0,125 kHz, 90 dB HV bei 0,25 und 8 kHz
Audiometer-Klasse	Klasse 4 gemäß EN 60645-1

ALLGEMEIN

Abmessungen	B x T x H: 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm
Gewicht	980 g
Stromversorgung	3 AA-Batterien (in der Regel 100 Stunden Lebensdauer) oder optionales Netzteil

DAS MA 25E ERWEITERT DIE FUNKTIONALITÄT DES MA 25

Das MA 25e erweitert die Funktionalität des MA 25 mit einem automatischen Test gemäß Hughson-Westlake. Die Parameter können problemlos an Ihre persönlichen Präferenzen angepasst werden. Die Talk-Forward-Funktion macht das Arbeiten mit dem MA 25e spielend leicht, insbesondere bei Betrieb in einer Hörprüfkabine.

STANDARDZUBEHÖR

- Audiogramm-Block
- Benutzerhandbuch
- DD45 Kopfhörer

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Hughson-Westlake-Test (HW)
- Patientenantworttaste
- Stromversorgung
- Tragetasche
- Kopfhörer DD65

OPTIONALE SOFTWARE MA 25E

- MAICO Sessions PC-Software
- OtoAccess® Datenbank
- Noah Datenbank

SICHERHEITSNORMEN

EN 60601-1,
EN 60645-1, Klasse 4,
Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Standard Zubehör



MA 25 Gerät



Kopfhörer DD45



Audiogramm-Block

Optionales Zubehör/ Software



Kopfhörer DD65



Patientenantworttaste



Tragetasche



MAICO Sessions PC-Software



OtoAccess® Datenbank



Noah Datenbank

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Deutschland

Tel.: +49 30 / 70 71 46-50 · Fax: +49 30 / 70 71 46-99

sales@maico.biz · www.maico.biz