

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4  m e d i c TM

CARDIOVIT AT-102 G2

Einfach, smart und hochmodern



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT AT-102 G2

Die neue EKG-Generation: CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Beste Signalqualität und diagnostische Algorithmen für Erwachsene und Kinder
- ⚡ Schnelle bidirektionale Wi-Fi-Kommunikation mit KIS/EPA
- ⚡ Spirometrie und Basis-Belastungs-EKGs optional verfügbar



SpiroScout SP plus Spirometrieaufzeichnungen mit dem CARDIOVIT AT-102 G2

MODERNSTE TECHNIK UND VERNETZUNG

Das CARDIOVIT AT-102 G2 bietet eine 8"-Farbanzeige mit Touch-Funktions-tasten. Die versiegelte alphanumerische Tastatur ist leicht zu reinigen und dadurch perfekt geeignet für die tägliche klinische Routine. Die intelligente Batterietechnologie ermöglicht die Aufzeichnung von EKGs über mehr als 8 Stunden.

Mit bidirektionaler Kommunikation können Daten ganz einfach von einem EPA-/KIS-System abgefragt und Berichte in den Formaten PDF, DICOM und HL7 rasch übertragen werden. Dank der Standard-Wi-Fi- und LAN-Konnektivität, der EKG-Vorschau auf dem Bildschirm und dem grossen Speicher unterstützt das Gerät papierlose Arbeitsabläufe und hilft, Kosten zu sparen. Individualisierbare Ausschriebe sind auf dem integrierten, hochauflösenden A4-Thermodrucker möglich.

HÖCHSTE EFFIZIENZ IN JEDEM ABLAUF

Noch nie war die EKG-Aufzeichnung einfacher und schneller: Geben Sie die Patientendaten ein oder laden Sie sie mittels PDQ oder Arbeitsliste herunter, zeichnen Sie das EKG auf und speichern, drucken und übertragen Sie die Daten innert 20 Sekunden und mit nur einer Taste.




IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

- 1: Patientendaten eingeben oder herunterladen
- 2: Signalqualität prüfen und EKG aufzeichnen
- 3: EKG vor dem Speichern, Exportieren oder Drucken überprüfen

DIAGNOSTISCHE TOOLS DES CARDIOVIT AT-102 G2

- ⚡ Ruhe-EKGs mit dem SCHILLER-Analyseprogramm ETM sowie ETM Sport für die automatische Interpretation von Sportlern.
- ⚡ Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnung während bis zu 10 Minuten.
- ⚡ Optimale Signalqualität für EKGs von Kindern.
- ⚡ Basis-Belastungs-EKG (optional) mit einer grossen Auswahl an Protokollen für Laufband und Ergometer.
- ⚡ Der CCAA-Algorithmus von SCHILLER (Culprit Coronary Artery Algorithm) lokalisiert den Verschluss in der Koronararterie und bestimmt somit die Grösse des gefährdeten Gebietes.



Das CARDIOVIT AT-102 G2 ist auch mit Gerätewagen verfügbar.

SPIROMETRIE MIT DEM CARDIOVIT AT-102 G2

Mit dem SpiroScout SP plus wird das CARDIOVIT AT-102 G2 auch ein Spirometer. Dank der Ultraschall-Technologie von GANSHORN sind Spirometrie-Aufzeichnungen äusserst präzise. Zudem benötigt der Sensor weder Wartung noch Kalibrierung. Die Einweg-ScoutTubes garantieren maximale Hygiene und Patientensicherheit. ScoutTubes sind CO₂-neutral.

Die Spirometrie-Option umfasst FVC, VC und MVV, eine grosse Auswahl an Referenz-Normen, Prä- und Post-Tests sowie die Interpretation von FVC-Ergebnissen.

Das Gerät zeigt die Qualität des Manövers während und nach jedem Test an.

Die umfangreichen Spirometrie-Ergebnisse können ausgedruckt und an ein EPA-/KIS-System übertragen werden.



Für Messungen mit Kindern ist eine Motivationsansicht verfügbar.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125040 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Coatbridge, ML5 2DA
Phone +44 1619 072 555
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Die Verfügbarkeit der Geräte auf Ihrem Markt unterliegt der behördlichen Zulassung.

