

# PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei  
und herstellerunabhängig von uns beraten:



**09681 796910**



**ANFRAGE@4MEDIC.DE**



**Ihr Kontakt zu uns**

**09681 796910**

info@4medic.de | www.4medic.de  
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4  m e d i c <sup>TM</sup>

# SCHILLER MEDIZINTECHNIK - IMMER FÜR SIE DA!



SCHILLER Medizintechnik GmbH  
Otto-Lilienthal-Ring 4  
85622 Feldkirchen bei München



Tel.: 089/62 99 81 0  
Fax: 089/609 50 90



info@schillermed.de



www.schillermed.de  
www.defi.de



SCHILLER Imagefilm



## SpiroScout SP plus

Ultraschallbasierende Spirometrie



\* Alle Angaben und Preise entsprechen den zur Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, vorbehaltlich Druck- und Satzfehler.

# SpiroScout SP plus

- ⌘ Modernste Ultraschalltechnologie
- ⌘ Kein Atemwiderstand für höchsten Patientenkomfort
- ⌘ Große Auswahl an Sollwerten (GLI, Z-Score)
- ⌘ Sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- ⌘ Kalibrierungsfrei
- ⌘ Wartungsfrei
- ⌘ Keine Reinigung nötig



## ULTRASCHALL-SPIROMETRIE

SpiroScout SP plus misst gleichzeitig Fluss- und Gasvolumen und ermöglicht mit einer einzigen Messung Aussagen über Fluss-, Volumen- und Atemgasparameter.

## KOMPATIBILITÄT

SpiroScout SP plus kann mit allen neuen SCHILLER-Geräten verwendet werden. ( z.B. CARDIOVIT CS-104)

## EINFACH EINFACH

Es gibt keine beweglichen Teile, Sie müssen keine Filter auswechseln, keine Siebe reinigen und auch keine Verbrauchsmaterialien kalibrieren.



## ScoutTube – das hygienische Mundstück

- ⌘ Kreuzkontamination sicher vermeiden
- ⌘ Höchster Bedienkomfort
- ⌘ Konische Form, die für alle Patienten passt (auch für Kinder)

