

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4 { m e d i c TM

Fetalmonitore GE Healthcare Corometrics® 170 Serie



Corometrics® 170 Serie

Ein eleganter, kompakter und leichtgewichtiger Antepartum-Monitor zur Messung fetaler Herzparameter und der Uterusaktivität zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus, für die GE Healthcare bekannt ist. Der wasserfeste Nautilus 9-Kristall-Ultraschallwandler sorgt für eine einfache und schnelle Ermittlung der fetalen Herzfrequenz und Signalaufnahme. Die wasserfesten Nautilus Tokotransducer bieten ein flaches, handliches Design und ermöglichen eine einfache Reinigung.

Modell 171

Dieses Basismodell der GE Healthcare Serie 170 wurde speziell für den Einsatz in Arztpraxen entwickelt und ist überaus anwenderfreundlich und zuverlässig. Es bietet folgende Funktionen:

- 1 x US-Überwachung mit dem US-Aufnehmer Nautilus (wasserdicht)
- 1 x Tokometrie mit dem Tokoaufnehmer Nautilus (wasserdicht)
- Alarmierung Fetale Herzfrequenz Bradykardie/Tachykardie (benutzereinstellbar)
- Datum/Uhrzeit/Papiervorschub
- 1 x Ereignismarkierer
- Sonderausführung mit FMD (Fetale Bewegungserfassung)
- Telemetrie- und System-Schnittstelle

Modell 172

Dieses Modell verfügt über die gleichen Funktionen wie das Basismodell GE Healthcare 171, darüber hinaus bietet es die Option der Zwillingsableitung:

- 2 x US-Überwachung mit den US-Aufnehmern Nautilus (wasserdicht)
- Koinzidenzprüfung zwischen Fetus/Fetus
- Einfache Herzraten-Offset-Funktion bei Zwillingsaufzeichnung