

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4 { m e d i c TM




medical **ECONET**
GERMANY



PROVIEW SERIES

A new generation of monitoring.



Hochklassige Touchscreen Monitore.

Die neue Generation von Patientenmonitoren von medical ECONET beeindruckt mit ihrer Leistung, Qualität und Vielseitigkeit.

Die PROVIEW-Serie bietet eine beispielhafte Überwachung mit wirtschaftlicher Rationalität. Es sind schnelle und genau messende Monitore deren innovative Technologie die ideale Grundlage für die Gewinnung detaillierter Daten und erstklassiger Visualisierungen ist.

Die Monitore der PROVIEW-Serie verfügen über ein vollkapazitives, übersichtliches Touchscreen-Design.

Most advanced touchscreen patient monitors.

The new generation of patient monitors from medical ECONET impress with its performance, quality and versatility.

The PROVIEW-Series provides exemplary monitoring with economic rationality. These are fast, accurate and comfortable bedside patient monitors. Its innovative technology is the ideal basis for obtaining detailed data and enable first-class visualizations.

PROVIEW-Series monitors adopt full capacitive touchscreen design, concise and artistic appearance.

Beeindruckende Zentrale Überwachungssoftware. *High end central monitoring system*

Die zentrale Überwachungssoftware ist ein Multi-Parameter-Monitor-System mit Netzwerkverbindung über LAN oder W-LAN. Geeignet für die kontinuierliche, gleichzeitige Überwachung mehrerer Patienten können max. 66 Einheiten gleichzeitig überwacht werden.

Die Anzeigen der Wellenformen für 32 Monitore werden hierbei über einen Doppelbildschirm auf 2 Monitoren angezeigt. Mit 17 Typen der Arrhythmie-Analyse hilft Ihnen diese Software, mehrere physiologische Parameter und Wellenformen zu interpretieren.

The Central monitoring software is a kind of intelligent central multi-bed and multi-physiological parameter monitor system, connected by wire or wireless network with bedside units, suitable for performing continuous monitoring of several patients simultaneously.

You can connect to max. 66 bedside units at the same time with up to 64 waveforms for 32 bedside monitors (dual-screen display). With 17 types of arrhythmia analysis, this software will help you collect multiple physiological parameters and waveforms.





Mit einem Fingerzeig den Alltag bestimmen.

Wir verbringen den größten Teil unseres Privatlebens mit dem Finger auf unseren Smartphones, Tablets und PCs.

Mit unserer PROVIEW-Serie haben wir die Nutzungsart eines Touchscreen einfach adaptiert, was zu einer Vereinfachung des Arbeitsablaufes führt.

Genau wie bei anderen Touch-Oberflächen, kann auch hier mit Handschuhen gearbeitet werden.

When the workflow is just one touch away.

Today we are using our finger to operate most of our private live on our smartphones, tablets and PCs. We became familiar that certain movements lead to specific results.

With our PROVIEW-Series we simply adapted these gestures and implimented those into the professional world.

The combination of an high-end touch technology with intinuitive movement processing will make the daily work more easier and more effective.

Simply swipe - even with gloves - and make PROVIEW to your colleague.



Funktionen die von großem Nutzen sind.

Mit wachsenden Aufgaben wächst auch die Verantwortung. Die PROVIEW-Reihe wurde entwickelt, um Fachleute in ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Beide Monitore verwenden eine integrierte EKG- und SpO2-Chip-Technologie, die eine herausragende Stabilität und Beständigkeit aufweist.

Zu den Standardfunktionen gehören EKG, SpO2, NIBP, Atmung und Temperatur. PROVIEW 12 bietet zusätzlich eine Zweikanal-Körpertemperaturmessung, IBP, C.O. und EtCO2-Messungen an. Außerdem ist ein Frühwarnsystem (EWS), Glasgow Coma Scale "GCS" und das Sauerstoff-Kardio-Respirogramm (oxyCRG) enthalten.

Eine Tropf-Überwachung ist als Option für PROVIEW 12 ebenfalls erhältlich. Sie gibt Alarm und stoppt die Flüssigkeit, sobald die Infusion abgeschlossen ist oder alarmiert bei anormaler Tropfrate.

Features that will simplify your workflow.

With increasing tasks come increasing responsibilities. PROVIEW-Series is engineered to help professionals in their daily work lives.

Both monitors use an integrated ECG and SpO2 chip technology, which has an outstanding stability and consistency. The brand new software under Linux+QT architecture makes the interface more novel.

The standard features include ECG, SpO2, NIBP, respiration and temperature. PROVIEW 12 includes also dual channel body temperature, IBP, C.O. and EtCO2 performances.

Furthermore the Early Warning Score (EWS), Glasgow Coma Scale "GCS" and the Oxygen cardio-respirogram (oxyCRG) are included as well. With the drip monitor as an option for PROVIEW 12.



Nicht nur durchdacht - auch intelligent gemacht.

Während die wichtigste Aufgabe eines Patientenmonitors darin besteht mehrere Parameter eines Patienten zu überwachen, ist die Desinfektionskontrolle ein sekundäres, aber ebenso wichtiges Thema im medizinischen Bereich. Die PROVIEW-Baureihe ist so konstruiert, dass eine Beschädigung durch Reinigungs- u. Desinfektionsmittel verhindert wird.

Das Gerät ist nach höchstem Standard konstruiert worden, sodass beim Reinigen das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gehäuse verhindert wird. Die Rückseite wurde entworfen, um das Zubehör praktisch und platzsparend verstauen zu können. Dies garantiert eine einwandfreie Mobilität des Gerätes.



Not just practical - also smart.

While the most important task for patient monitor is simply to monitor several parameters of a patient - it is also important to complete secondary but nevertheless important tasks like disinfection control. PROVIEW-Series is built to easily prevent device deterioration. The complete device is made in a way for easy cleaning and maintain the highest standards of minimize ingress and retention of fluids.

The backside was designed to help organize the daily accessories in a very smart way. With everything on hand, the portability is guaranteed.





PROVIEW - Eine neue Generation des Monitorings.
PROVIEW - A new generation of monitoring.

Weiterführende Informationsmedien: *Available further product information:*



Detailliertes Spezifikationsdatenblatt PROVIEW 10
Detailed specification sheet for PROVIEW 10



Detailliertes Spezifikationsdatenblatt PROVIEW 12
Detailed specification sheet for PROVIEW 12



Komplette Zubehörliste
Complete Accessory list



Reinigungs- & Desinfektionsregeln
Cleaning & Disinfection Guideline

Contact details:

medical ECONET GmbH
Im Erlengrund 20
46149 Oberhausen
Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0
f: +49 (0)208 / 377 890 - 55
e: info@medical-econet.com

www.medical-econet.com

facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet
youtube.com/medicalECONETGmbH



ver. 001

Copyright © 2020 medical ECONET All rights reserved



medical ECONET GmbH
Im Erlengrund 20 46149 Oberhausen Germany
www.medical-econet.com

Händler / Distributor

* Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
* All specifications are subject to change without notice.